
















foto	kodas * tik pagal užsakymą / code* only by order	APRAŠYMAS / DESCRIPTION	MATO VNT. / UNIT
	<b>03_0101*</b> <b>36-46</b>	<p>MASTER - feet insoles for people suffering from pain caused by significantly overloaded forefeet, they increase the comfort of using shoes. The insoles recommended for people with longitudinal and transverse flatfoot. Metatarsal arch supports have beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the foot. They support the longitudinal and transverse arches of the foot. The insoles are made of flexible arch supports, latex foam with active carbon to effectively absorb unpleasant smells and sheep leather, which has beneficial hygienic properties to absorb sweat easily.</p> <p>MASTER-vidpadžiai naudojami esant pėdų skausmams ,dėl didelio pėdos priekiu tenkančio krūvio.Užtikrina patogų avalynės dėvėjimą, padidina vaišėjimo komfortą. Vidpadžiai rekomenduojami žmonėms su išilgine ir skersine plokščiapadyste. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Vidpadžiai pagaminti iš lanksčių skliauto atramų, latekso putų su aktyviaja anglimi, kuri efektyviai sugeria nemalonius kvapus, ir avių odos, kuri turi puikią higieninę savybę - lenvai sugerti prakaitą.</p>	<p>por.</p>
	<b>03_0102*</b> <b>35-46</b>	<p>RELAX -insoles for people with longitudinal and transverse flatfoot. They support the longitudinal arch. Thanks to the use of arch supports, they have beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the sole. They amortise your feet and significantly reduce microshocks appearing when the heel touches hard surfaces. They are especially recommended for people who often stand or walk at work.The insoles are made of shaped material, latex foam with active carbon and sheep leather.</p> <p>RELAX - Įdėklai, žmonėms su išilgine ar skersine plokščiapadyste. Jie palaiko išilginį skliautą. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Jie amortizuoja kojas ir žymiai sumažina mikrošoką, kuris atsiranda kai kojos kulnas liečia kietą paviršių. Jie ypač rekomenduojami žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai yra pagaminti iš formios medžiagos, latekso putų su aktyviaja anglimi ir avių odos.</p>	<p>por.</p>
	<b>03_0112*</b> <b>35-46</b>	<p>RELAX SHOCK ABSORBER - insoles which prevent the longitudinal and transverse arches from falling. They allow for even spread of body weight on feet. Arch supports have beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the sole. The insoles effectively absorb microshocks thus protecting joints and bones in your legs. They prevent impediments in the ligament-muscle area. They eliminate feet fatigue. They are recommended for people who often stand or walk at work. The insoles are made of adjustable foam padded with microfiber.</p> <p>RELAX SHOCK ABSORBER -vidpadžiai, kurie neleidžia formuotis išilginei ar skersinei plokščiapadystei. Jie paskirsto kūno svorį ant kojų. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Vidpadžiai efektyviai minkština vaikščiojimą , taip apsaugo nuo sąnarių ir kaulų skausmo. Jie neleidžia pažeisti raiščių raumenų srityje. Jie pašalina kojų nuovargį. Yra rekomenduojami žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai pagaminti iš putų paminkštino su mikropluoštu.</p>	<p>por.</p>
	<b>03_0111*</b> <b>35-46</b>	<p>RELAX SHOCK ABSORBER PECARI -insoles which prevent the longitudinal and transverse arches from falling. Arch supports have beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the sole. Thanks to the use of a foam material, the insoles are soft and comfortable. They absorb microshocks and decrease the risk of impediments in the ligament-joint-muscle area. They significantly eliminate feet fatigue. They are recommended for people who often stand or walk at work. The insoles are made of adjustable foam and sheep leather.</p> <p>RELAX SHOCK ABSORBER PECARI - vidpadžiai, kurie neleidžia formuotis išilginei ar skersinei plokščiapadystei. Jie paskirsto kūno svorį ant kojų. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Vidpadžiai efektyviai minkština vaikščiojimą , taip apsaugo nuo sąnarių ir kaulų skausmo. Jie neleidžia pažeisti raiščių raumenų srityje. Jie pašalina kojų nuovargį. Yra rekomenduojami žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai pagaminti iš putų ir odos.</p>	<p>por.</p>
	<b>03_0121*</b> <b>35-46</b>	<p>ALU-TECH RELAX - insoles which prevent the longitudinal and transverse arches from falling. They support the longitudinal arch. Thanks to the use of arch supports, they have beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the sole. They amortise your feet and significantly reduce microshocks appearing when the heel touches hard surfaces. They are especially recommended for people who often stand or walk at work. Alu Tech Relax insoles are made of shaped material, warm wool, insulating aluminium foil and latex foam with active carbon to absorb unpleasant smells. With good warming and protective properties, the insoles keeps your feet warm.</p> <p>ALU-TECH RELAX -vidpadžiai, kurie neleidžia formuotis išilginei ar skersinei plokščiapadystei. Jie palaiko išilginį skliautą. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Jie amortizuoja kojas ir žymiai sumažina mikrošoką, kuris atsiranda kai kojos kulnas liečia kietą paviršių. Jie ypač rekomenduojami žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto. Alu Tech Relax vidpadžiai yra pagaminti iš formios medžiagos, šiltos vilnos, izoliacinės aliuminio folijos ir latekso putų su aktyvia anglimi, kuri sugeria nemalonius kvapus. Pasižymi geromis šiluminėmis savybėmis, todėl jūsų kojos išliks šiltos.</p>	<p>por.</p>






	<p><b>03_0122*</b> <b>36-46</b></p>	<p>The insoles are designed for people with flat feet. They use foot longitudinal arch support and a metatarsal support which preferably varies the distribution of pressure on the metatarsal heads. At the back part there is a element cushioning micro shocks, created during heel strike a hard surfaces while walking.</p> <p>Insoles consist of the following layers: the terrycloth bamboo fibers, latex foam with activated charcoal, with crystals of potassium alum and profiled material. Bamboo fiber and natural potassium alum inhibit the proliferation of pathogenic fungi and bacteria. The outer material which is directly in contact with the foot, absorbs sweat, ensuring freshness and hygiene of your feet on every day basis. Latex foam layer provides a soft feel, increasing comfort while walking.</p> <p>Recommended for people with sensitive and rheumatoid feet, athletes and both, performing both standing or require the intensive walking activity.</p> <p>Bamboo &amp; Alum relax- įdėklai skirti žmonėms turintiems plokščiapadystę. Jie palaiko išilginį pėdos skliautą, tai pakeičia slėgio pasiskirstymą pėdoje. Galinėje dalyje yra paminkštintas elementas, kuris puikiai amortizuoja ir apsaugo nuo smūgių kulną ant kieto paviršiaus. Įdėklas sudarytas iš šių sluoksnių: Kilpinio bambuko sluoksnio, porolono su aktyviąja anglimi, kalio kvarco kristalų ir profiliuoto audinio. Bambuko pluoštas ir natūralus kalio alūnas apsaugo nuo grybelių ir patogeninių bakterijų plitimo. Išorinis audinys tiesioginio kontakto su koja metu sugeria prakaitą, užtikrina higieną ir kojų šviežumą kiekvieną dieną. Latekso putų sluoksnis suteikia minkštumo jausmą ir komfortą vaikstant.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0126*</b> <b>36-46</b></p>	<p>The insoles influence longitudinal and transverse flat feet. They support the longitudinal arch. Thanks to using metatarsal pad, they favourably alter the plantar pressure distribution on the front part of the foot. They act as shock absorbers, significantly reducing micro-shocks, generated when a heel strikes on a hard surface. Relax Limited-The insoles influence longitudinal and transverse flat feet. They support the longitudinal arch. Thanks to using metatarsal pad, they favourably alter the plantar pressure distribution on the front part of the foot. They act as shock absorbers, significantly reducing micro-shocks, generated when a heel strikes on a hard surface.</p> <p>RELAX LIMITED Įdėklai, žmonėms su išilgine ar skersine plokščiapadyste. Jie palaiko išilginį skliautą. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Jie amortizuoja kojas ir žymiai sumažina mikrošoką, kuris atsiranda kai kojos kulnas liečia kietą paviršių. Jie ypač rekomenduojami žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai yra pagaminti iš formios medžiagos, latekso putų su aktyviąja anglimi ir avių odos.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0125*</b> <b>35/36_37/38_39/40_41/42_43/44</b></p>	<p>Insoles for flat feet elongated, reduced longitudinal vault, tarsus valgus, pains in the heel or around the heads II, III and IV metatarsal. RELAX-GEL insoles absorb sweat secreted by the foot and eliminate unpleasant odor formed during decomposition of sweat by bacteria. Correcting element supports the longitudinal arch of the foot and increases the stability of the foot rickety medium walk. The gel insert placed in the heel, partially absorbs micro shakes formed in the first stage of performing step - during the heel strike. "Panel" gel located in the forefoot isolates the head of the metatarsal bones of the hard ground.</p> <p>Relax gel-įdėklai skirti žmonėms su išilgine plokščiapadyste, apsaugo nuo skausmo pėdoje ir kulne. Įdėklai puikiai sugeria prakaitą išskiriamą pėdos ir pašalina kvapą susidariusį per prakaito skilimo bakterijas. Koregavimo elementas palaiko išilginį pėdos skliautą ir padidina pėdos stabilumą su kiekvienu žingsniu. Gėlinis intarpas kuris randasi įdėklo kulno dalyje, sugeria mikrošoką tenkantį kulniui vaikstant.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0104*</b> <b>35/36_37/38_39/40_41/42_43/44_45/46</b></p>	<p>ANATOMIX - comfortable shoe insoles for people with longitudinal flatfoot to support the longitudinal arch. A soft foam layer makes wearing the insoles more comfortable. They are recommended for people who have sensitive feet, pregnant women and persons who often stand or walk at work. The insoles are made of latex foam and sheep leather to absorb sweat easily.</p> <p>ANATOMIX - patogus batų vidpadžiai žmonėms su išilgine plokščiapadyste. Skirti remti išilginį skliautą. Minkštas putų sluoksnis suteikia didesnį vidpadžių dėvėjimo komfortą. Jie yra rekomenduojami žmonėms, kurių jautrios kojos, nėščioms moteris ir asmenis, kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai pagaminti iš latekso putų ir avių odos, kuri puikiai sugeria prakaitą.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0123*</b> <b>36-46</b></p>	<p>Inserts for individuals with forefoot overload disease, Morton disease, hollow feet and metatarsal pain. Cushion the metatarsal heads contact with the ground, relieve heads II, III and IV of the metatarsal bones, counteract the falling of metatarsal bone heads, lengthen the time of fingers contact with the ground, counteract the formation of deformed fingers 2,3,4, prevent the formation of a convex forefoot, reduce pain around the metatarsal bone heads.</p> <p>The inserts are made from natural leather with peccari finish, bovine split covering the metatarsal pellet and layers of latex foam.</p> <p>ALLEVIA - vidpadžiai gerai amortizuoja čiurnos kaulo sąnario kontaktą su žeme, mažina II, III ir IV čiurnos kaulų sąnarių skausmą vaikstant. Nuima čiurnos skersinių raumenų įtampą, padidina pirštų sąlytį su žeme laiką, apsaugo nuo plaktukinių pirštų formavimosi. Mažina išgaubtos pėdos formavimąsi priekinėje pėdos dalyje.</p>	<p><b>por.</b></p>






	<p><b>03_0103*</b> <b>35-42</b></p>	<p>BALLET - insoles dedicated for people with transverse flatfoot. The arch support relieves feet pain caused by significant forefeet overload. The foam padding in the front part of the insole makes you feel soft and comfortable when walking and decreases the risk of calluses and corns being formed on the sole. The insoles are made of latex foam and sheep leather, which has beneficial hygienic properties to absorb sweat easily and eliminate the feeling of damp feet. The insoles may be used with pumps.</p> <p>BALLET - vidpadžiai, skirti žmonėms su skersine plokščiapadyste. Skliauto parama mažina kojų skausmą, kurį sukelia didelė priešakinė apkrova. Putų paminkštėjimas priekinėje vidpadžio dalyje leidžia jaustis minkštai ir patogiai, vaikščiojimas sumažina ir nuospaudų riziką. Vidpadžiai pagaminti iš latekso putų ir avių odos, kuri puikiai sugeria prakaitą ir lengvai pašalina kojų drėgmę. Vidpadžiai gali būti naudojami ir bateliuose.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0105*</b> <b>36-46</b></p>	<p>CARMEN - insoles recommended for people with longitudinal and transverse flatfoot. They support the longitudinal arch and, thanks to the use of metatarsal arch supports, disburden heads of metatarsal bones. The insoles stabilise the proper position of the foot against the shin axis, thus minimising the risk of the heel being twisted to sides. Recommended for pregnant women, people with sensitive feet and those who often stand or walk at work. The insoles are made of appropriately shaped material and sheep leather to absorb sweat easily.</p> <p>CARMEN - vidpadžiai rekomenduojami žmonėms su išilgine ir skersine plokščiapadyste. Jie palaiko išilginį skliautą ir, dėka pėdos skliauto atramos sumažinama našta pėdoms. Vidpadžiai stabilizuoja deramą blauzdos poziciją, taip mažina riziką pasitemti koją. Rekomenduojama nėščioms moterims, žmonėms, turintiems jautrias pėdas ir tiems, kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai pagaminti iš formios medžiagos ir avių odos, kuri puikiai sugeria prakaitą.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0107*</b> <b>35-42</b></p>	<p>BALLERIN - insoles dedicated for people with transverse flatfoot. They have beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the sole. Metatarsal arch supports relieve feet pain caused by significant forefeet overload. The insoles decrease the risk of calluses and corns being formed on the sole. They are made of flexible arch supports, texon with anti-slide and reinforcing properties, and sheep leather, which has beneficial hygienic properties and easily absorbs feet sweat.</p> <p>BALLERIN - vidpadžiai, skirti žmonėms su skersine plokščiapadyste. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Pėdos skliauto palaikymas sumažina kojų skausmą, kurį sukelia didelė priešakinė perkrova. Vidpadžiai sumažina nuospaudų formavimosi riziką. Jie yra pagaminti iš lankščios skliauto atramos, teksono, kuris sumažina slydimą, ir avių odos, kuri puikiai sugeria prakaitą.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0108*</b> <b>35-42</b></p>	<p>FLAMENCO - insoles dedicated for people with longitudinal and transverse flatfoot. They support the longitudinal arch of the foot. Metatarsal arch supports have beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the foot. The insole is made of three layers: sheep leather with perfect hygienic properties, a latex element and texon with anti-slide and reinforcing properties.</p> <p>FLAMENCO - vidpadžiai, skirti žmonėms su išilgine ar skersine plokščiapadyste. Jie palaiko išilginį kojų skliautą. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Vidpadžiai yra pagaminti iš trijų sluoksnių: avies odos, kuri puikiai sugeria prakaitą, latekso elemento ir teksono, kuris sumažina slydimą.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0106*</b> <b>35-46</b></p>	<p>BOLERO - insoles which prevent the longitudinal and transverse arches from falling. They support the longitudinal arch and have beneficial effect on the spread of pressure on the front sole. They amortise your feet and significantly reduce microshocks appearing when the heel touches hard surfaces. They are especially recommended for people who often stand or walk at work. The insoles are made of shaped material and sheep leather to absorb sweat easily.</p> <p>BOLERO - vidpadžiai, kurie trukdo išilginės ir skersinės plokščiapadystės formavimuisi. Jie palaiko išilginį skliautą. Dėka skliauto palaikymo priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Jie amortizuoja kojas ir žymiai sumažina mikrošoką, kuris atsiranda kai kulnas liečia kietą paviršių. Jie ypač rekomenduojami žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto. Vidpadžiai pagaminti iš formios medžiagos ir avių odos, kuri puikiai sugeria prakaitą.</p>	<p><b>por.</b></p>

	<p><b>03_0307*</b> S_M_L <b>0,5-3,00 cm</b> <b>(1 pora/1 pair)</b> 03_0311* S_M_L 0,5-3,00 cm <b>(1 vnt./1 unit)</b></p>	<p>TOPMED - wedge makes you look taller without the need to use high-heeled shoes. It also allows to level out uneven limbs by raising the shorter leg's heel and metatarsus. It was made of korfant, a special material with increased durability, and sheep leather. 2 pieces (1 pair) in a package. TOPMED - pleištas leidžia jums atrodyti aukštesniu be būtinybės naudoti aukštakulnius batelius. Jie taip pat leidžia išlyginti nelygias galūnes didinant trumpesnės kojos kulną ir padą. Jis pagamintas iš specialios medžiagos, kurios padidintas patvarumas, ir avių odos. 2 vnt (1 pora) pakuotėje.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0201*</b> <b>35/36_37/38_</b> <b>39/40_41/42</b></p>	<p>RESTMED - semi insoles with metatarsal arch supports which have beneficial effect on the spread of pressure in the area of heads of metatarsal bones. They disburden painful places connected with transversal flatfoot. Additional latex foam levels off the contact with hard surfaces and makes you feel soft. Particularly recommended for people with sensitive feet, persons who often stand or walk at work and pregnant women. RESTMED - pusiniai vidpadžiai su pėdos skliauto atrama, dėka kurios puikiai plinta slėgis padikaulio dalyje. Jie atpalaiduoja skausmingas vietas, susijusias su skersine plokščiapadyse. Latekso putas sumažina kontaktą su kietu paviršiumi, taip leidžia jaustis minkštai. Ypač rekomenduojamas žmonėms, turintiems jautrias pėdas, asmenims, kurie daug stovi ar vaikšto, ir nėščioms moterims.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0305*</b> <b>35/37_38/40_</b> <b>41/43_44/46</b></p>	<p>MEDIX - a wedge to support the longitudinal arch of the foot. It raises the longitudinal arch and thus improves the spread of load. Recommended for people with sensitive feet and slight longitudinal flatfoot, people who often stand or walk at work and pregnant women. The wedge is made of sheep leather and a special material called <i>moosgummi</i>. MEDIX - p leištas, skirtas remti išilginį kojų skliautą. Jis iškelia išilginį skliautą ir tokiu būdu pagerina atramos pasiskirtymą. Rekomenduojamas žmonėms, turintiems jautrias pėdas ar nedidelę išilginę plokščiapadyse, žmonėms, kurie daug stovi ar vaikšto, ir nėščioms moterims. Pleištas pagamintas iš avių odos ir specialios medžiagos, vadinamos <i>moosgummi</i>.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0302*</b> <b>35/37_38/40_</b> <b>41/43_44/46</b></p>	<p>HEELMED - heel cups recommended in case forming and already existing calcaneal spurs. Once the dot is removed, the cut forms a safe area in which the painful spur is protected against the pressure from the hard surface of the shoe, this guarantees comfortable walking. The heel cups are made of sheep leather and latex foam. HEELMED - įdėklai pagaminti iš natūralios avies odos ir latekso putas. Turi išimamą įdėklą ir klijuojamą fiksatorių. Mažina diskomfortą ir apsaugo nuo smūgių vaiksčiojimo metu, esant centriniam pėdos sukietėjimui.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0309*</b> <b>35/37_38/40_</b> <b>41/43_44/46</b></p>	<p>HEELMED+ - heel cups recommended in case forming and already existing calcaneal spurs. Once the dot is removed, the cut forms a safe area in which the painful spur is protected against the pressure from the hard surface of the shoe, this guarantees comfortable walking. The heel cups are made of sheep leather and latex foam. HEELMED+ - įdėklai pagaminti iš natūralios avies odos ir latekso putas. Turi išimamą įdėklą ir klijuojamą fiksatorių. Mažina diskomfortą ir apsaugo nuo smūgių vaiksčiojimo metu, esant centriniam pėdos sukietėjimui.</p>	<p><b>por.</b></p>



	<p><b>03_0301*</b>  <b>35/37_38/40_</b>  <b>41/43_44/46</b></p>	<p>CORRECT - heel cups which help adjust the position of the foot in case metatarsus valgus and metatarsus varus. They prevent excessive wear of shoe heels and twisting of shoes. The cups are made of sheep leather and a special material called <i>moosgummi</i>.  CORRECT- įdėklai pagaminti iš natūralios odos ir profiliuoto sintetinio audinio. Įdėklai reguliuoja pėdos stabilumą, tuo atveju jeigu yra pėdos iškrypimas, apsaugo nuo avalynės kulno nunešiojimo ir iškrypimo.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0310*</b>  <b>35/37_38/40_</b>  <b>41/43_44/46</b></p>	<p>CORRECT+ - heel cups which adjust the position of the foot in case metatarsus valgus and metatarsus varus. Using Correct+ prevents excessive wear of shoe heels and twisting of shoes. The cups are made of delicate latex foam covered with sheep leather and a special material called <i>moosgummi</i>. The foam increases the comfort of walking and gently amortises microshocks.  CORRECT+ - Įdėklai pagaminti iš natūralios odos ir profiliuotos sintetinės medžiagos ir anglies latekso putų. Reguliuoja pėdos stabilumą avalynėje, amortizuoja, o taip pat apsaugo užkulnį nuo nusidevėjimo.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0304*</b>  <b>35/37_38/40_</b>  <b>41/43_44/46</b></p>	<p>FIX MED - heel cups recommended for supporting and stabilising the proper position of the foot against the shin axis. Made of shaped <i>moosgummi</i> material and sheep leather to absorb sweat easily.  FIX MED - kulno padeliai, rekomenduojami palaikyti ir stabilizuoti deramą blauzdos ašies poziciją. Pagaminti iš profiliuotos sintetinės medžiagos ir avių odos, kuri puikiai sugeria prakaitą.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0303*</b>  <b>35/37_38/40_</b>  <b>41/43_44/46</b></p>	<p>AIRFLEX - the heel cups amortise your feet and significantly reduce microshocks appearing when walking on hard surfaces. They pad the heel area of the shoe and adjust the foot height in shoes. This makes walking in fully covered shoes much more comfortable.  AIRFLEX - kulno padeliai amortizuoja kojas ir mažina mikrošoką, kuris atsiranda vaikščiojant kietu paviršiumi. Jie dedami po kulnu ir reguliuoja pėdų aukštį batuose. Tai leidžia vaikščiojant jausti komfortą.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0306*</b>  <b>35/37_38/40_</b>  <b>41/43_44/46</b></p>	<p>T-MED - an arch support which has beneficial effect on the spread of pressure in the forefoot. It decreases the risk of calluses and corns being formed on the sole. It is recommended for people with transverse flatfoot. It is made of flexible latex foam covered with goat leather.  T-MED - skliauto parama, dėka kurios priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Ji sumažina nuospaudų formavimosi riziką, nuima skausmą. Ji rekomenduojama žmonėms, turintiems skersinę plokščiapadystę. Ji yra pagaminta iš lanksčių latekso putų, padengtų avies oda.</p>	<p><b>por.</b></p>




	<p><b>03_0308*</b> <b>35/37_38/40_</b> <b>41/43_44/46</b></p>	<p>DROPMED - a metatarsal arch support which has beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the foot sole. It relieves afflictions caused by transversal flatfoot. It is made of flexible latex foam covered with goat leather. DROPMED - pėdos skliauto parama, dėka kurios priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Ji mažina skausmą, kurias sukelia skersinė plokščiapadystė. Ji yra pagaminta iš lanksčių latekso putų, padengtų avies oda.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>05_0407*</b> <b>35/36_37/38_</b> <b>39/40_41/42_</b> <b>43/44_45/46</b></p>	<p>MEDIALIST - gel insoles which absorb microshocks and reduce pressure thus relieving tired and painful feet. Perfect solution in case of pain in the forefoot area, in heels as well as muscles in lower limb joints and tendons. They also bring relief to people suffering from diabetes. They ensure a massage effect thus stimulating blood circulation. Thanks to their channel-shaped finish in the heel area, they are also recommended for people with lateral calcaneal spur. They are appropriate for misshapen feet. They have silicon elements under the heel and the metatarsus to make walking more comfortable. The insoles may be washed with water and neutral soap. They need powdering with talc after wash. The insoles must be placed with the even surface directed down. The insoles are made of special polymeric gel. MEDIALIST - įdėklai pagaminti iš polimerinio gelio, kurį sudaro išskirtinis mišinys iš visiškai netoksiškų polimerų ir gydomųjų savybių turinčių aliejų. Gelyje esantys aliejai palaipsniui išsiskiria ir minkština odą bei daro ją elastingesnę, taip apsaugodami skaudamas vietas. Gelis turi priešbakterinį bei hipoalerginį poveikį ir spartina odos gijimą, ypač esant randams ir nušūtimui. Gelinis produktus odą gerai toleruoja. Ypač naudingi ortopedijoje, reabilitacijoje ir sporto medicinoje, kadangi amortizuoja krūvį įvairiose pėdos vietose. Juos galima plauti vandeniu ir neutraliu muilu. Po to apibarstyti talku. Įdėklai dedami į batus lygiai puse į apačią.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>05_0422*</b> <b>35/36_37/38_</b> <b>39/40_41/42_</b> <b>43/44_45/46</b></p>	<p>Incredibly thin and extremely flexible gel insoles Velvet gel, made from gentle fabric and resilient gel. The use of gel heel pad, which amortises bumps and impacts, lowers the pressure and minimises the strain of the heels while walking. They are perfect for everyday use, as they enhance the comfort of wearing shoes and soothe the pain and tiredness of the feet. A special layer of glue at the bottom layer prevents the insole from moving inside the shoe. Designed for multiple use, they can be washed with water and soap. VELVET GEL – labai plonas ir lankstus gelinis įdėklas, pagamintas iš minkšto audinio ir elastingo gelio. Kulno dalyje esantis gelis, puikiai amortizuoja, apsaugo nuo smūgių ir vibracijos vaikstant. Idealiai tinka kasdieniniam naudojimui, gerina komfortą, sumažina avalynės susidėvėjimą, skausmą ir nuovargį kojose. Ypatingas, lipnus sluoksnis neleidžia judėti įdėklui avalynėje. Daugkartinio naudojimo, galima plauti su muilu vandenyje.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>05_0423*</b> <b>37/38_39/40_</b> <b>41/42_43/44_</b> <b>45/46</b></p>	<p>Gel and comfortable insoles, made from both gentle fabric that absorbs sweat and flexible, incredibly soft gel. The use of gel metatarsal pad beneficially changes the pressure distribution on the plantar side of the front part of the foot, while the inset on the heel, of a bubble structure, gently massages the feet while walking. The insoles perfectly amortise any impacts that occur while the foot touches the ground. They improve the comfort of walking and soothe the pain of tired and aching feet. Designed for multiple use, they can be washed with water and soap. SOLVEO GEL – geliniai labai patogūs įdėklai, pagaminti iš minkštos prakaitą sugeriančios medžiagos ir elastingo, minkšto gelio. Gelio sluoksnis puikiai pasiskirsto, priklausomai nuo slėgio pasiskirstymo nuo priekinės dalies iki kulno. Iškilę ovalūs burbuliukai puikiai masažuoja vaikstant. Puikiai amortizuoja ir sugeria smūgius, pagerina komfortą vaikstant, nuima skausmą ir nuramina pavargusias ir maudžiančias kojas. Daugkartinio naudojimo, galima skalbti su muilu vandenyje.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>05_0427*</b> <b>35/36_37/38_</b> <b>39/40_41/42_</b> <b>43/44_45/46</b></p>	<p>ACTIVE GEL - gel insoles are recommended to people with painful feet, deformities and afflictions such as transverse and longitudinal flatfoot as well as painful calluses on the sole. They also recommended to pregnant women, people who often stand or walk at work and sportsmen. They absorb shocks and prevent transposing them onto lower limbs and the spine thus helping to relieve joints pain. Thanks to the exceptionally soft gel and the possibility to wash the insoles with water and soap, they can also be used by people suffering from diabetes. ACTIVE GEL - gelio vidpadžiai, rekomenduojami žmonėms turintiems skausmingas kojas, deformacijų ir negalavimų, pavyzdžiui skersinę ir išilginę plokščiapadystę, skausmingų nuospaudų ant padų. Patariama naudoti nėščioms moterims, žmonėms kurie daug stovi ar vaikšto ir sportininkams, bei žmonėms sergantiems cukriniu diabetu. Vidpadžiai sugeria smūgius ir neleidžia jų perkelti ant apatinių galūnių, malšina stuburo skausmą. Dėka itin minkšto gėlio, vidpadžius galima plauti muilu.</p>	<p><b>por.</b></p>

	<p><b>05_0411*</b> <b>35/39_40/46</b></p>	<p>RELAXUS PLIUS - insoles which relieve pain caused by the impact of hard surface, prevent pain in the feet as well as in the lower part of the spine. They absorb shocks. The insoles are covered by a soft material which makes wearing them more comfortable. There are two sizes: for women and for men, for the user to cut out an appropriate size. A size template may also be found on the bottom side of the insole. The foot should fit the material tightly. The insoles may be washed with water and soap.</p> <p>RELAXUS PLIUS - įdėklai malšina skausmą, atsiradusį dėl didelio pėdos pagrindu tenkančio spaudimo, apsaugo nuo pado ir apatinės stuburo dalies skausmo. Amortizuoja smūgius. Įdėklai padengti švelnia medžiaga, suteikiančia didesnę jų naudojimo komfortą. Pėda turi tvirtai priglusti prie medžiagos. Yra dviejų dydžių: L ir M, kuriuos reikia apkirpti iki tinkamo dydžio.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>05_0421*</b> <b>35/36_37/38_39/40_41/42_43/44_45/46</b></p>	<p>MEDIALIST + - insoles which absorb microshocks and reduce pressure thus relieving tired and painful feet. Perfect solution in case of painful heels, muscles, joints and tendons. Thanks to their channel-shaped finish in the heel area, they are also recommended for people with lateral calcaneal spur. The insoles may be washed with water and neutral soap. They need powdering with talc after wash. The insoles must be placed with the even surface directed down.</p> <p>MEDIALIST + - įdėklai pagaminti iš polimerinio gelio, kurį sudaro išskirtinis mišinys iš visiškai netoksiškų polimerų ir gydomųjų savybių turinčių aliejų. Gelyje esantys aliejai palaipsniui išsiskiria ir minkština odą bei daro ją elastingesnę, taip apsaugodami skaudamas vietas. Gelis turi priešbakterinį bei hipoalerginį poveikį ir spartina odos gijimą, ypač esant randams ir nušūtimui. Gelinis produktas oda gerai toleruoja. Ypač naudingi ortopedijoje, reabilitacijoje ir sporto medicinoje, kadangi amortizuoja krūvį įvairiose pėdos vietose. Juos galima plauti vandeniu ir neutraliu muilu. Po to apibarstyti talku. Įdėklai dedami į batus lygiaja puse į apačią.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>05_0409*</b> <b>S_M_L</b></p>	<p>FOCUS - heel cups which absorb microshocks thus bringing relief to tired and overloaded feet as well as in case of pain in the heel area. Recommended to people suffering from diabetes and those who have problems with blood circulation. A soft, silicon pad under the heel makes walking more comfortable and relieves pain due to calcaneal spur.</p> <p>FOCUS - kulnų padeliai amortizuoja smūgius, suteikia palengvėjimą pavargusioms pėdoms ir malšina sąnarių bei kulnų skausmus. Tinka asmenims, sergantiems diabetu ir turintiems kraujotakos sutrikimų. Silikoninis elementas po kulnu suteikia didesnę vaikščiojimo komfortą ir malšina skausmą esant kaulinei užkulnio išaugai.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>05_0410*</b> <b>35/39_40/46</b></p>	<p>SMART - gel heel cups which evenly distribute pressure on heels and protect them against the impact of hard surface. They alleviate the body weight pressure affecting ligaments and joints. Their ergonomic shape and softness ensure greater comfort of walking. Thanks to the "collar" around the heel, they are also recommended for people with lateral calcaneal spur. The heel cups may be washed with water and soap.</p> <p>SMART - gelinės kulnų pagalvėlės tolygiai paskirsto pėdoms tenkantį krūvį ir žymiai sumažina stuburo įtampą. Taip pat švelnina raiščių ir sąnarių įtampą. Ergonomiška pagalvėlių forma ir jų minkštumas užtikrina didesnę vaikščiojimo komfortą. Neslystanti pagalvėlių apačia puikiai išlaiko kulnus taisyklingoje padėtyje.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>05_0424*</b> <b>universal</b></p>	<p>METAMED - a gel arch support which has beneficial effect on the spread of pressure in the front part of the sole. Insoles recommended for people with transverse flatfoot. May be reused. May be washed with water and soap. 2 pieces in a package.</p> <p>METAMED - gelinė skliauto parama. Dėka skliauto palankios priekinėje pado dalyje puikiai plinta slėgis. Vidpadžiai rekomenduojami žmonėms su skersine plokščiapadyte. Gali būti pakartotinai naudojami. Galima plauti vandeniu ir muilu. 2 vnt pakuotėje.</p>	<p><b>por.</b></p>

	<p><b>05_0402</b> <b>S_M_L</b></p>	<p>CORECTUS - a gel toe wedge to adjust the position of hallux valgus. It prevents painful consequences of continuous friction and pressure on toes. Prevents toes from overlapping. May be used to separate toes. 1 piece in a package. CORECTUS – silikoninis pirštų plėtiklis. Apsaugo nuo pėdų didžiųjų pirštų deformacijos, trinties ir nuospaudų skausmo, išlaiko taisyklingą pirštų padėtį. Neleidžia pirštams užžeiti vieniems ant kitų. Dedamas tarp pirmo ir antro kojų pirštų.</p>	<p><b>vnt.</b></p>
	<p><b>05_0403</b> <b>S_M_L</b></p>	<p>SEPARATOR – a toe wedge made of gel to separate misshaped and overlapping toes. It protects them from friction and pressure. It brings relief in case of pain and corns between toes. It maintains proper positioning of toes in shoes. It is useful in case of nail problems and during postoperative treatment. 2 pieces in a package. SEPARATOR – pusbėnelio formos gelio tarpupirštis, atskiriantis išriestus ir į vidų pakrypusius kojų pirštus. Apsaugo pirštus nuo trinties ir tarpupirščių nuospaudų, sumažina skausmą. Užtikrina teisingą pirštų padėtį batuose. Padeda sureguliuoti pirštų padėtį esant nagų problemoms, rekomenduojamas kaip reabilitacinė priemonė po pėdos operacijų.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>05_0405</b> <b>LEFT/RIGHT</b> <b>S_M_L</b></p>	<p>SUPPORT - a soft gel support which brings quick relief in case of pain cause by hammer and clawed toes. It relieves forefoot pain, in particular caused by deforming toes. SUPPORT – atrama plaktukiniams pirštams, sumažina trintį, spaudimą bei užpildo erdvę po deformuotais kojų pirštais. Mažina priekinės pėdos dalies ir pirštų skausmus, atsiradusius dėl jų sulenkimo.</p>	<p><b>vnt.</b></p>
	<p><b>05_0404</b> <b>universal</b></p>	<p>MEDICUS – a soft gel protective cover for the metatarsophalangeal articulation and the head of first metatarsal bone. It protects painful area in hallux valgus from the pressure of high shoes and injuries caused while walking. The cover adjust anatomically to the foot. MEDICUS – pėdos didžiojo piršto sąnario apsauga. Apsaugo pėdos didžiojo piršto sąnarį nuo trinties. Idealiai tinka esant pėdos pirmojo piršto iškrypimui. Amortizuoja šoninius smūgius ir saugo nuo šoninių mikrotraumų. Taip pat saugo skausmingus odos pakitimus nuo trynimo. Apmovas prisitaiko anatomicškai.</p>	<p><b>vnt.</b></p>
	<p><b>05_0406</b> <b>universal</b></p>	<p>PROMED - a soft, gel metatarsal pad. Protects heads of metatarsal bones against the impact of hard surfaces. Prevents the formation of calluses and corns in areas which are overloaded while walking. Allows for relieving pain and irritation in the protected area of the foot. The pad's ribs massage the foot thus preventing skin callusing. 2 pieces in a package. PROMED – pado padelis su įdėklu. Saugo padą ir pado pagrindą. Neleidžia susidaryti nuospaudoms ir sukietėjimams. Mažina skausmą ir sudirgimą apsaugotoje pėdos srityje. Padelio žiedai masažuoja pėdą, taip apsaugodami nuo odos kietėjimo.</p>	<p><b>vnt.</b></p>



	<p><b>05_0438*</b></p>	<p>MEDICUS BAND - įtvaras skirtas pėdoms su didžiojo piršto sąnario atauga (halux valgus). Gėlinis įdėklas įtvoro viduje apsaugo sąnario ataugą nuo trinties su avalyne, tokiu būdu užkerta kelią skausmui vaikstant ir neleidžia padidėti sąnario ataugai. Pagamintas iš specialios medžiagos, kuri puikiai prisitaiko prie pėdos formos. Įtvaras užima mažą erdvę bato viduje. Naudojimo būdas: įtvarą reikia uždėti taip, kad gėlio įdėklas būtų ant sąnario ataugos. Rekomenduojama skalbti rankomis su neutraliu muilu.</p>	<p><b>vnt.</b></p>
	<p><b>05_0440*</b></p>	<p>The correction camera of hallux valgus setting. Use the device during sleep or rest, preferably in a lying position. HALLUX CORECTUS - pėdos piršto korekcijos įtvaras, turi būti naudojamas miego ar poilsio metu, pageidaujama gulimoje padėtyje. Naudojimo būdas: uždėkite įtvarą ant pirmojo kojos piršto ir saugiai pritvirtinkite su dirželiu. Įtvoro elementas turi būti tarp pirmo ir antro pirštų. Įtvarą reikia plauti šiltu vandeniu su natūraliu muilu ir džiovinti kambario temperatūroje, toli nuo dirbtinių šilumos šaltinių. Prieš perkant įtvarą, pirma reikia jį išbandyti ar tinka Jūsų kojoms. Jeigu panaudojus įtvarą atsiranda nepageidaujamas poveikis (pvz. skausmas), tada reikia nustoti naudoti įtvarą ir kreiptis pas gydytoją. Negalima naudoti įtvoro vaikstant.</p>	<p><b>vnt.</b></p>
	<p><b>05_0441* universal</b></p>	<p>Ring and separator toes. DUOSAFE žiedas ir pirštų separatorius neutralizuoja negalavimus susijusius su Halux kodais, jis padės koreguoti didžiojo kojos piršto nukrypimą, bei sudarys apsaugą nuo pūslių susidarymo dėl nepatogios avalynės. Žiedas rekomenduojamas tiems, pas ka formuojasi nuospaudos tarp pirštų. Jo naudojimas atkuria teisingą kojos pirštų nustatymą, švelniai atskiria nuo kiekvieno piršto, sumažina skausmo formavimąsi ir trintį. Duosafe pagamintas iš labai minkšto, praturtinto gelio, kuris švelniai atskiria deformuotus pirštus.</p>	<p><b>vnt.</b></p>
	<p><b>05_0426 S_M</b></p>	<p>PROTEC TUBE - a tube-shaped protection for toes, made of very flexible polymeric gel. Helps to avoid hammer toes. Covers overlapping toes. It protects them from friction and injuries. Significantly decreases pressure on toes caused by wearing shoes. May be cut to the length according to individual needs. PROTEC TUBE - elastinė apsauga pirštams su polimeriniu geliu. Neleidžia kojos pirštui lankstytis. Apsaugo pirštus nuo trinties ir nuospaudų. Suteikia minkštą pirštų atskirimą vieną nuo kito, lygina rando plotą. Naudojimas: atpjauti reikiamo ilgio juostelę ir uždėti ant piršto.</p>	<p><b>vnt.</b></p>
	<p><b>03_0116* 18-35</b></p>	<p>ORTICA - thanks to the anatomical shape, the insoles support the longitudinal arch of the foot and stabilise proper position of the child's heel in shoes. They adjust the flat and misshapen foot. They prevent knock knees. The insole is made of a foam material, which amortises microshocks appearing during walking, and sheep leather, which has beneficial hygienic properties. ORTICA - anatominės formos dėka, vidpadis remia išilginį kojos skliautą ir stabilizuoja teisingą vaiko kulno poziciją batuose. Jie pritaikyti plokščioms ir iškrypusioms pėdoms. Vidpadžiai apsaugo kelius nuo mikro smūgių. Pagaminti iš putų paminkštintos medžiagos, kuri gerai amortizuoja ir apsaugo nuo mikro šoko vaikstant, ir avių odos, kuri turi puikias higienines savybes.</p>	<p><b>por.</b></p>

	<p><b>03_0118*</b>  <b>23/24_25/26_</b>  <b>27/28_29/30_</b>  <b>31/32_33/34</b></p>	<p>ANATOMIX - prophylactic insoles for children. The insoles are made of latex foam and sheep leather, which has beneficial hygienic properties and easily absorbs sweat.  ANATOMIX - profilaktiniai vidpadžiai vaikams. Vidpadžiai pagaminti iš latekso putų ir avių odos, kuri lengvai sugeria prakaitą.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0119*</b>  <b>23-34</b></p>	<p>RELAX KIDS - insoles support the longitudinal arch. They amortise your feet and significantly reduce microshocks appearing when the foot touches hard surfaces. The insoles are made of shaped material, latex foam with active carbon and sheep leather.  RELAX KIDS -vidpadžiai, skirti remti išilginį skliautą. Jie amortizuoja kojas ir mažina mikrošoką, kuris atsiranda dėl vaikščiojimo kietu paviršiumi. Vidpadžiai pagaminti iš formios medžiagos, latekso putų su aktyvia anglimi ir avių odos.</p>	<p><b>por.</b></p>
	<p><b>03_0124 *</b>  <b>21/22_23/24_</b>  <b>25/26_27/28_</b>  <b>29/30_31/32_</b>  <b>33/34</b></p>	<p>APOYO KIDS are flat foot insoles for children and adolescents. Support of the longitudinal foot arch with an element ensuring heel supination. The insoles are intended for boots. The back of the shoes should be strengthened with a flexible fold which will support the proper heel position against the lower leg axis. If the insoles get wet with sweat, remove them from the shoes and dry at room temperature, away from heat sources.  APOYO KIDS- profilaktiški įdėklai vaikams ir jaunimui, skirti pilnapadėms pėdoms. Įdėklai turi būti naudojami batelių tipo avalynėje. Galinė bato dalis turi būti sutvirtinta su tampriu įdėklu, kuris padeda išlaikyti kulną tinkamoje padėtyje į blauzdos ašį. Sudrėkusius įdėklus reikia išimti iš bato ir džiovinti kambario temperatūroje, kuo toliau nuo šilumos šaltinių.</p>	<p><b>por.</b></p>